

## AGITATORE PER PROVETTE VORTEX MIXER



Strumento versatile e di semplice utilizzo, con una struttura compatta e solida.

Molto semplice da usare: basta collegarlo e ruotare la manopola verso destra per regolare la velocità. Posizionare la provetta da centrifuga al centro e premere leggermente per avviare.

### Applicazioni

Viene utilizzato principalmente per campioni di sangue ibrido molecolare e altri campioni che devono essere miscelati.

Ampiamente utilizzato anche come strumento sperimentale in istituti di istruzione superiore, protezione ambientale, servizi igienico-sanitari, prevenzione delle epidemie, industria chimica, acque di rubinetto e trattamenti medici.

### Dati tecnici

Modalità di controllo	A manopola (velocità modificabile)
Tipologia del motore	Motore Brushless
Diametro orbitale (mm)	4,5
Massimo volume miscelabile (mL)	50
Range di velocità (rpm)	3000
Classe di protezione	IP42
Potenza (W)	12
Voltaggio	100-240VC - 50/60 Hz
Ambiente di lavoro	5-40°C, 80%RH
Dimensioni del prodotto	100x93x72
Peso del prodotto (Kg)	0,5